

Столик медичний СМед «Viola-1»

**Керівництво з використання
(ТУ У 32.5-32256828-008:2013)**

МЕДТЕХНІКА
www.viola.net.ua



Затверджено 15.01.18 р.
Версія № 1

Зміст

	Стор.
Вступ	3
1 Призначення	3
2 Зовнішній вигляд	3
3 Технічні характеристики	3
4 Дезінфекція і стерилізація	4
5 Правила транспортування	4
6 Правила зберігання	4
7 Гарантії виробника	4
8 Свідоцтво про приймання	5
10 Гарантійний талон	5

ВСТУП

Керівництво, сумісне з паспортом та інструкцією з експлуатації являє собою документ, що підтверджує гарантовані виробником основні технічні параметри і характеристики столика медичного СМед «Viola-1».

1 ПРИЗНАЧЕННЯ

Столик медичний СМед «Viola-1» призначений для розміщення медичних інструментів, медикаментів, різних допоміжних матеріалів.

2 ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД



Малюнок 1

3 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Конструкція

3.1.1 Конструктивно столик являє собою пересувну каркасну конструкцію зі скляними полицками.

4 ДЕЗИНФЕКЦІЯ И СТЕРИЛИЗАЦІЯ

4.1 Дезінфекція проводиться 3%-им розчином перекису водню з додаванням 0,5 % - ого миючого засобу. Періодичність обробки згідно регламенту.

При проведенні санітарної обробки не допускати попадання дезінфікуючої рідини в очі та на відкриті ділянки тіла.

4.3 Допускається використовувати інші дезінфікуючі засоби, дозволені для обробки поверхонь в медичних установах.

5 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТУВАННЯ

Перевезення проводиться в упаковці з дотриманням заходів захисту від негативних дій зовнішніх факторів.

6 ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ

Кушетку зберігати в закритих сухих (не більше 75 % відносної вологості) приміщеннях при температурі від +5°C до +40 °C .

7 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

7.1 Виробник гарантує відповідність технічним характеристикам при дотриманні користувачем умов експлуатації, транспортування і зберігання.

7.2 Гарантійний термін експлуатації – 12 місяців з дня продажу виробу.

7.3 Протягом гарантійного терміну виробник забезпечує безкоштовний ремонт по пред'явленню користувачем гарантійного талона.

8 СВИДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Столик медичний СМед «Viola-1»

заводський номер _____ відповідає технічним вимогам

ТУ У 32.5-32256828 – 008: 2013 і визнано придатним до експлуатації.

Дата випуску _____

Відповідальний за приймання _____

НВП «Медпромсервіс», м. Полтава, вул. Комарова 5, (0532) 509-52

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

На ремонт протягом гарантійного терміну

Столик медичний СМед «Viola-1»

Заводський № _____

Дата випуску _____

Придбаний _____
(дата, підпис і штамп торгової організації)

Введений в експлуатацію _____
(дата, підпис)

Прийнятий на гарантійне обслуговування ремонтним підприємством _____

міста _____

Підпис керівника _____

і печатка ремонтного підприємства

Підпис керівника _____

і печатка установи власника